



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	82.1970.002
Artikelbeschreibung	Deep Well MegaBlock® , 96 Well, 1,2 ml, PS, Rundboden, DNA-, DNase/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei, Material: PS, SLAS-Standard, 4 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Folie
Ausführung	SLAS-Standard
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Bodenform	Rundboden
Anzahl der Wells	96
Arbeitsvolumen	1 µl - 1,2 ml
Zentrifugation max (RZB)	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	22
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Maße**

Nennvolumen	1,2 ml
Durchmesser	7,13 mm
Breite des Produktes	85 mm
Höhe des Produktes	41 mm
Länge des Produktes	127 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	DNA-, DNase/RNase-frei, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	32
Art der Innenverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	32
Stück pro Karton	32
Stück pro Palette	2048
Volumen des Umkartons	0,0214 cbm
Gewicht des Produktes	0,1053 kg
Gewicht des Umkartons	3,85 kg
EAN des Innenkartons	4038917134835
EAN des Umkartons	4038917042024

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

