



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	84.2620.001
Artikelbeschreibung	Haftetikett, (LxB): 33 x 12 mm, Material: Papier, weiß, 4.000 Stück/Rolle

Maße

Breite des Produktes	12 mm
Länge des Produktes	33 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Papier
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	4000
Kleinste Unterverpackung	Rolle
Stück pro Innenkarton	4000
Stück pro Umkarton	8000
Stück pro Palette	2592000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0001 kg
Gewicht des Umkartons	1,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917416948
EAN des Umkartons	4038917416931

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

