



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.813.001
Artikelbeschreibung	Spenderdose, Material: PS, Deckel montiert

Produkteigenschaften

Bodenform	Flachboden
-----------	------------

Maße

Durchmesser des Bodens	81 mm
Durchmesser des Deckels	83 mm
Durchmesser der Öffnung	81 mm
Länge des Produktes	110 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)
Farbe des Verschlusses	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	35
Stück pro Innenkarton	35
Stück pro Umkarton	35
Stück pro Palette	1260
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0623 kg
Gewicht des Umkartons	2,77 kg
EAN des Innenkartons	4038917121644
EAN des Umkartons	4038917074797

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

