



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.950
Artikelbeschreibung	Filzschreiber, schwarz, alkoholbeständig, Anwendung z.B.: zum Beschriften von Kunststoffröhren und Reagiergefäßen, 10 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Anwendungsbeispiel	zum Beschriften von Kunststoffröhren und Reagiergefäßen

Maße

Durchmesser	13 mm
Länge des Produktes	133 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß/schwarz

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 10
Art der Innenverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 10
Stück pro Karton 500
Stück pro Palette 45000
Volumen des Umkartons 0,0176 cbm
Gewicht des Produktes 0,0161 kg
Gewicht des Umkartons 9,1 kg
EAN des Innenkartons 4038917380355
EAN des Umkartons 4038917380348

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

