



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.956
Artikelbeschreibung	Filzschreiber, rot, wasserfest, Anwendung z.B.: zum Beschriften von Kunststoffröhren und Reagiergefäßen, 10 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	weiß
Anwendungsbeispiel	zum Beschriften von Kunststoffröhren und Reagiergefäßen

Maße

Durchmesser	10 mm
Länge des Produktes	142 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	schwarz

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	300 mm
Breite des Umkartons	291 mm
Höhe des Umkartons	392 mm
Volumen des Umkartons	0,0342 cbm
Gewicht des Produktes	0,009 kg
Gewicht des Umkartons	10 kg
EAN des Innenkartons	4038917084659
EAN des Umkartons	4038917003421

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

