



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1199
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, Füllvolumen: 24 l, (LxB): 780 x 400 mm, Material: PP, transparent, Folienstärke: 50 µm, autoklavierbar bis 134 °C, ohne Druck, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	ohne Druck
Flüssigkeitsdicht	ja
Autoklavierbar (max. °C)	134 °C

Maße

Breite des Produktes	400 mm
Länge des Produktes	780 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	16500
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0271 kg
Gewicht des Umkartons	7,05 kg
EAN des Innenkartons	4038917085731
EAN des Umkartons	4038917004367

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

