



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1202.103
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, Füllvolumen: 24 l, (LxB): 780 x 400 mm, Material: PP, gelb, Folienstärke: 50 µm, autoklavierbar bis 134 °C, mit Druck, Druck Biohazard, Etikett/Druck: blau, 50 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	blau
Flüssigkeitsdicht	ja
Autoklavierbar (max. °C)	134 °C

## Maße

Breite des Produktes	400 mm
Länge des Produktes	780 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	9000
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0289 kg
Gewicht des Umkartons	7,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917160438
EAN des Umkartons	4038917160421

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

