



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.9925.429
Artikelbeschreibung	Vernichtungsbeutel, (LxB): 900 x 320 mm, Material: LD-PE, gelb, Folienstärke: 50 µm, Druck Biohazard, 50 Stück/Beutel

Maße

Breite des Produktes	320 mm
Länge des Produktes	900 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	150
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	150
Stück pro Palette	10000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	234 mm
Volumen des Umkartons	0,0357 cbm
Gewicht des Umkartons	13,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917155564
EAN des Umkartons	4038917400374

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

