



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1297
Artikelbeschreibung	Tischständer, für Vernichtungsbeutel 300 x 200 mm (Art.-Nr. 86.1197), Material: Epoxidharz, weiß, (HxØ Ebene1/Ø Ebene2): 250 x 155/125 mm, inkl. Spenderpackung mit 100 Beuteln, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Passend für	Vernichtungsbeutel 300 x 200 mm (Art.-Nr. 86.1197)
Zubehör	geeignet für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm (Artikel-Nr. 86.1197)

Maße

Höhe des Produktes	250 mm
--------------------	--------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Epoxidharz
Farbe des Produktes	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Karton	1
Stück pro Palette	108
Tiefe des Innenkartons	73 mm
Breite des Innenkartons	73 mm
Höhe des Innenkartons	211 mm
Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,658 kg
Gewicht des Umkartons	0,88 kg
EAN des Innenkartons	4038917086073
EAN des Umkartons	4038917004664

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

