



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.626
Artikelbeschreibung	Forensik-Abstrichtupfer, rund, ETO behandelt, ISO 18385, Stablänge: 150 mm, Stabmaterial: Holz, Tupferkopf rund, Tupfermaterial: Baumwolle, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Entnahme von forensischen Proben
-------------------	----------------------------------

Maße

Durchmesser	2,2 mm
Breite des Produktes	2,2 mm
Länge des Produktes	150 mm
Länge des Stabes	150 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Farbe des Produktes	mehrfarbig
Material des Tupfers	Baumwolle
Material des Stabes	Holz

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ISO 18385
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	ETO behandelt
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	1000
Stück pro Palette	68000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,023 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	1,95 kg
EAN des Innenkartons	4038917279345
EAN des Umkartons	4038917279338

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

