



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.634
Artikelbeschreibung	Forensik-Abstrichtupfer, rund, in der Röhre mit Belüftungsmembran, ETO behandelt, ISO 18385, passive Trocknung, Stablänge: 125 mm, Stabmaterial: PS, Tupferkopf rund, Tupfermaterial: Viskose, Röhre: PP, 1 Stück/Transportröhre

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	in der Röhre mit Belüftungsmembran
Anwendungsbereich	Entnahme von forensischen Proben

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Länge des Produktes	175 mm
Länge ohne Verschluss	150 mm
Länge des Stabes	125 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material des Tupfers	Viskose
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	ISO 18385
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	ETO behandelt
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Transportröhre
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	33000
Tiefe des Innenkartons	181 mm
Breite des Innenkartons	97 mm
Höhe des Innenkartons	98 mm
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	373 mm
Höhe des Umkartons	115 mm
Volumen des Umkartons	0,0214 cbm
Gewicht des Produktes	0,0072 kg
Gewicht des Umkartons	4,41 kg
EAN des Innenkartons	4038917276702
EAN des Umkartons	4038917276696

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

