



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.3100.000
Artikelbeschreibung	Sarpette® M, 1-Kanal, variabel, 100 µl - 1.000 µl, blau, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Arbeitsvolumen	100 µl - 1.000 µl
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Material & Farben

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Innenkartons	315 mm
Breite des Innenkartons	90 mm
Höhe des Innenkartons	30 mm
Gewicht des Produktes	0,088 kg
EAN des Innenkartons	4038917937061
EAN des Umkartons	4038917937078

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

