



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.3100.020
Artikelbeschreibung	Sarpette® M, 1-Kanal, variabel, 2 µl - 20 µl, gelb, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Arbeitsvolumen	2 µl - 20 µl
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Material & Farben

Farbe des Produktes	grau
---------------------	------

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	1
Tiefe des Innenkartons	315 mm
Breite des Innenkartons	90 mm
Höhe des Innenkartons	30 mm
Tiefe des Umkartons	320 mm
Breite des Umkartons	90 mm
Höhe des Umkartons	30 mm
Volumen des Umkartons	0,0009 cbm
Gewicht des Produktes	0,088 kg
Gewicht des Umkartons	0,18 kg
EAN des Innenkartons	4038917936903
EAN des Umkartons	4038917936910

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

