



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	70.1183.101
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 5 ml, transparent, Füllstandsringe, passend für Gilson, 50 Stück/Box

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Passend für	Gilson
Arbeitsvolumen	5 ml
Filter	nein
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Volumen max	5 ml
Länge des Produktes	123 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Art der Innenverpackung Box  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Karton 500  
Stück pro Palette 16500  
Volumen des Umkartons 0,0282 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0065 kg  
Gewicht des Umkartons 3,7 kg  
EAN des Innenkartons 4038917126465  
EAN des Umkartons 4038917080460

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

