



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1186.210
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 1.250 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® , passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1.250 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	1250 µl
Länge des Produktes	103 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Filters	Polyethylen (PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	Biosphere®
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	768
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	96
Stück pro Umkarton	768
Stück pro Palette	90000
Tiefe des Umkartons	270 mm
Breite des Umkartons	121 mm
Höhe des Umkartons	413 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0022 kg
Gewicht des Umkartons	2,08 kg
EAN des Innenkartons	4038917126496
EAN des Umkartons	4038917080354

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

