




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1187.101
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 10 ml, transparent, Füllstandsringe, passend für Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 25 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	10 ml
Filter	nein
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	10 ml
Länge des Produktes	160,8 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	7500
Tiefe des Umkartons	305 mm
Breite des Umkartons	178 mm
Höhe des Umkartons	610 mm
Volumen des Umkartons	0,033 cbm
Gewicht des Produktes	0,0125 kg
Gewicht des Umkartons	3,63 kg
EAN des Innenkartons	4038917126526
EAN des Umkartons	4038917080422

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

