




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.1189.105
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, Füllstandsringe, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Biohit sowie baugleiche Ausführungen, extra lang, 96 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette und Biohit sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	200 µl
Länge des Produktes	77 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	960
Kleinste Unterverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	96
Stück pro Umkarton	960
Stück pro Palette	120960
Tiefe des Umkartons	263 mm
Breite des Umkartons	121 mm
Höhe des Umkartons	413 mm
Volumen des Umkartons	0,0131 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	1,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917314497
EAN des Umkartons	4038917314480

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

