


Produktspezifikation

Pipettenspitze, 10 μl, transparent, PCR Performance Tested, Low Retention, 480 Stück/StackPack

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 70.3010.110

Artikelbeschreibung Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 10 µl, transparent,

Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 480

Stück/StackPack

Produkteigenschaften

Graduierung ja

Passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette

und Brand sowie baugleiche Ausführungen

Arbeitsvolumen 10 μl Filter nein Codierung Farbe grau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Pipettenspitze, 10 µI, transparent, PCR Performance Tested, Low Retention, 480 Stück/StackPack

Seite 2

Maße

Volumen max 10 µl Länge des Produktes 31 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE

Reinheitsstandard PCR Performance Tested

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1920

Kleinste Unterverpackung StackPack

Stück pro Innenkarton 1920 Stück pro Umkarton 1920 Stück pro Palette 307200 Tiefe des Umkartons 290 mm Breite des Umkartons 143 mm Höhe des Umkartons 225 mm Volumen des Umkartons 0,0093 cbm Gewicht des Produktes 0,0004 kg Gewicht des Umkartons 1,69 kg

EAN des Innenkartons 4038917894494 EAN des Umkartons 4038917894500

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

