


Produktspezifikation Pipettenspitze, 200 µl, transparent, PCR Performance Tested, 96 Stück/Box

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 70.3030.200

Artikelbeschreibung Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent,

Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für SARSTEDT Sarpette[®] M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96

Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung ja

Passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette,

Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen

Arbeitsvolumen 200 µl Filter nein Codierung Farbe gelb Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



SARSTEDT



Produktspezifikation Pipettenspitze, 200 µl, transparent, PCR Performance Tested, 96 Stück/Box

Seite 2

Maße

Volumen max 200 µl Länge des Produktes 51 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE

Reinheitsstandard PCR Performance Tested

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1920 Kleinste Unterverpackung Box Stück pro Innenkarton 480 Stück pro Umkarton 1920 Stück pro Palette 96000 Tiefe des Innenkartons 330 mm Breite des Innenkartons 111 mm Höhe des Innenkartons 148 mm Tiefe des Umkartons 348 mm Breite des Umkartons 325 mm Höhe des Umkartons 245 mm Volumen des Umkartons 0,0277 cbm Gewicht des Produktes 0,0011 kg Gewicht des Umkartons 5,16 kg

EAN des Innenkartons 4038917847117 EAN des Umkartons 4038917847124

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

