


# Produktspezifikation Filterspitze, 100 µl, transparent, Biosphere® plus, Low Retention, 96 Stück/Box

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 70.3030.275

Artikelbeschreibung Filterspitze, Arbeitsvolumen: 100 µl, transparent,

Füllstandsringe, Biosphere® plus, Low Retention, passend

für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit und Brand sowie baugleiche

Ausführungen, 96 Stück/Box

## Produkteigenschaften

Graduierung ja

Passend für SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette,

Biohit und Brand sowie baugleiche Ausführungen

Arbeitsvolumen 100 μl Filter ja

Codierung Farbe gelb
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Filterspitze, 100 µl, transparent, Biosphere® plus, Low Retention, 96 Stück/Box

#### Seite 2

#### Maße

Volumen max 100 µl Länge des Produktes 51 mm

#### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Filters Polyethylen (PE)

#### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE

Reinheitsstandard Biosphere® plus Sterilisation Gassterilisation

Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1920 Kleinste Unterverpackung Box Stück pro Innenkarton 480 Stück pro Umkarton 1920 Stück pro Palette 96000 Tiefe des Innenkartons 330 mm Breite des Innenkartons 111 mm Höhe des Innenkartons 148 mm Tiefe des Umkartons 348 mm Breite des Umkartons 325 mm Höhe des Umkartons 245 mm Volumen des Umkartons 0,0277 cbm Gewicht des Produktes 0,0011 kg Gewicht des Umkartons 5,16 kg

EAN des Innenkartons 4038917846165 EAN des Umkartons 4038917846172

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

