



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3031.200
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 250 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	250 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	gelb
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





**Produktspezifikation**  
**Pipettenspitze, 250 µl, transparent, PCR**  
**Performance Tested, 96 Stück/Box**

**Seite 2**

**Maße**

Volumen max	250 µl
Länge des Produktes	51 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Art der Innenverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Karton	1920
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0277 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917845045
EAN des Umkartons	4038917845052

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:  
2021-12-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**