



Produktspezifikation

**Pipettenspitze, 250 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 96
Stück/Box**

Seite 1

Artikelbeschreibung

Bestellnummer 70.3031.210
Artikelbeschreibung Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 250 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, Low Retention, passend für Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung ja
Passend für Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen 250 µl
Filter nein
Codierung Farbe gelb
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Volumen max 250 µl
Länge des Produktes 51 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In-vitro Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard PCR Performance Tested
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1920
Art der Innenverpackung Box
Stück pro Innenkarton 480
Stück pro Karton 1920
Stück pro Palette 96000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Pipettenspitze, 250 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 96
Stück/Box

Seite 2

Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0277 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917845762
EAN des Umkartons	4038917845779

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT