



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3031.255
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 200 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	200 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	200 µl
Länge des Produktes	51 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Filters	Polyethylen (PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Art der Innenverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Karton	1920
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0277 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	5,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917794091
EAN des Umkartons	4038917794107

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

