



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3040.100
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 300 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen, 480 Stück/StackPack

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	300 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	orange
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	300 µl
Durchmesser	7 mm
Länge des Produktes	60 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Art der Innenverpackung	StackPack
Stück pro Innenkarton	1920
Stück pro Karton	1920
Stück pro Palette	245760
Tiefe des Umkartons	290 mm
Breite des Umkartons	186 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0121 cbm
Gewicht des Produktes	0,0007 kg
Gewicht des Umkartons	1,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917433433
EAN des Umkartons	4038917433426

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

