



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3050.100
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1000 µl, transparent, Füllstandsringe, PCR Performance Tested, passend für Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen, 480 Stück/StackPack

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit, Brand und Socorex sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1000 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	1000 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	72 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Art der Innenverpackung	StackPack
Stück pro Innenkarton	1920
Stück pro Karton	1920
Stück pro Palette	149760
Tiefe des Umkartons	303 mm
Breite des Umkartons	295 mm
Höhe des Umkartons	225 mm
Volumen des Umkartons	0,0201 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	2,82 kg
EAN des Innenkartons	4038917424844
EAN des Umkartons	4038917424837

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

