



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3060.205
Artikelbeschreibung	Pipettenspitze, Arbeitsvolumen: 1250 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für Eppendorf, Gilson, Finnpipette und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/Box

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf, Gilson, Finnpipette und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1250 µl
Filter	nein
Codierung Farbe	blau
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	1250 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	90 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Art der Innenverpackung	Box
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Karton	1920
Stück pro Palette	61440
Tiefe des Umkartons	547 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0436 cbm
Gewicht des Produktes	0,0019 kg
Gewicht des Umkartons	5,25 kg
EAN des Innenkartons	4038917432382
EAN des Umkartons	4038917432375

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

