



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	70.3060.355
Artikelbeschreibung	Filterspitze, Arbeitsvolumen: 1000 µl, transparent, Füllstandsringe, Biosphere® plus, passend für Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen, 96 Stück/SingleRefill

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Passend für	Eppendorf, Gilson und Brand sowie baugleiche Ausführungen
Arbeitsvolumen	1000 µl
Filter	ja
Codierung Farbe	blau

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Maße**

Volumen max	1000 µl
Durchmesser	9 mm
Länge des Produktes	90 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
Konformitätsbescheinigung	ja
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1920
Art der Innenverpackung	SingleRefill
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Karton	1920
Stück pro Palette	69120
Tiefe des Umkartons	512 mm
Breite des Umkartons	325 mm
Höhe des Umkartons	237 mm
Volumen des Umkartons	0,0394 cbm
Gewicht des Produktes	0,0016 kg
Gewicht des Umkartons	4,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917432412
EAN des Umkartons	4038917432405

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

