



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.189.221
Artikelbeschreibung	Ersatzfilter, für Automatic-Sarpette® , Porengröße: 0,2 µm, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	Automatic-Sarpette®
Porengröße	0,2 µm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	54000

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Ersatzfilter, für Automatic-Sarpette® , Porengröße:
0,2 µm

Seite 2

Tiefe des Umkartons	308 mm
Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,002 kg
Gewicht des Umkartons	1,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917419604
EAN des Umkartons	4038917419598

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2026-04-04

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT