




Produktspezifikation
Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 2 ml,
steril, 25 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1252.025
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 2 ml, Codierungsfarbe: grün, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	grün/schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	0,2 ml - 2,5 ml
Codierung Farbe	grün

Maße

Nennvolumen	2 ml
Durchmesser	6 mm
Länge des Produktes	270 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2025-12-14

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
**Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 2 ml,
steril, 25 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	81000
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0201 cbm
Gewicht des Produktes	0,0036 kg
Gewicht des Umkartons	4,21 kg
EAN des Innenkartons	4038917127219
EAN des Umkartons	4038917021098

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2025-12-14

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT