



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 86.1253.025  |
| Artikelbeschreibung | Serologische Pipette, wattiert, max. Arbeitsvolumen: 5 ml,<br>Codierungsfarbe: blau, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Farbe Druck/Etikett | blau     |
| Graduierung         | ja       |
| Ausführung          | wattiert |
| Arbeitsvolumen      | 5 ml     |
| Codierung Farbe     | blau     |

### **Maße**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Durchmesser         | 8 mm   |
| Länge des Produktes | 340 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Material & Farben**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Material des Produktes | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes    | transparent     |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD |
| Reinheitsstandard | steril                    |
| Sterilisation     | Gammabestrahlung          |
| Chargiert         | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500           |
| Art der Innenverpackung     | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 25            |
| Stück pro Karton            | 500           |
| Stück pro Palette           | 40500         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0194 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0067 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 4,03 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917127257 |
| EAN des Umkartons           | 4038917021111 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

