



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1254.025
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, wattiert, 10 ml, Codierfarbe: orange, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	orange
Graduierung	ja
Ausführung	wattiert
Arbeitsvolumen	10 ml
Codierung Farbe	orange

Maße

Durchmesser	10 mm
Länge des Produktes	335 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Serologische Pipette, wattiert, 10 ml, steril, 25
Stück/Beutel

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Art der Innenverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 25
Stück pro Karton 500
Stück pro Palette 27000
Volumen des Umkartons 0,0264 cbm
Gewicht des Produktes 0,0091 kg
Gewicht des Umkartons 5,26 kg
EAN des Innenkartons 4038917127318
EAN des Umkartons 4038917021135

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-10-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT