



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1685.020
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 25 ml, Codierungsfarbe: rot, Material: PS, steril, 20 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	rot/schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	3 ml - 35 ml
Codierung Farbe	rot

### **Maße**

Nennvolumen	25 ml
Durchmesser	15 mm
Länge des Produktes	345 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	20
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	10800
Tiefe des Umkartons	405 mm
Breite des Umkartons	245 mm
Höhe des Umkartons	260 mm
Volumen des Umkartons	0,0258 cbm
Gewicht des Produktes	0,0152 kg
Gewicht des Umkartons	3,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917133029
EAN des Umkartons	4038917040785

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

