


Produktspezifikation Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 25 ml, steril, 20 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1685.020

Artikelbeschreibung Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 25 ml,

Codierungsfarbe: rot, Material: PS, steril, 20 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett rot Graduierung ja

Ausführung mit Spitze, wattiert

Arbeitsvolumen 25 ml Codierung Farbe rot

Maße

Durchmesser 15 mm Länge des Produktes 345 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Serologische Pipette, mit Spitze, wattiert, 25 ml, steril, 20 Stück/Beutel

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS) Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard steril

Sterilisation Gammabestrahlung

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 200 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 20 Stück pro Umkarton 200 Stück pro Palette 10800 Tiefe des Umkartons 413 mm Breite des Umkartons 250 mm Höhe des Umkartons 270 mm Volumen des Umkartons 0,0279 cbm Gewicht des Produktes 0,0152 kg Gewicht des Umkartons 3,61 kg

EAN des Innenkartons 4038917133029 EAN des Umkartons 4038917040785

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

