




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1686.225
Artikelbeschreibung	Demeter-Pipette, ohne Spitze, wattiert, 1,1 ml, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Ausführung	ohne Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	1,1 ml

Maße

Durchmesser	4 mm
Länge des Produktes	270 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Demeter-Pipette, ohne Spitze, wattiert, 1,1 ml,
steril, 25 Stück/Beutel**

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	108000
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0155 cbm
Gewicht des Produktes	0,0034 kg
Gewicht des Umkartons	4,04 kg
EAN des Innenkartons	4038917133050
EAN des Umkartons	4038917024679

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-29

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT