


# Produktspezifikation Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 5 ml, steril, 10 Stück/Beutel

Seite 1



#### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1687.010

Artikelbeschreibung Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 5 ml, Material:

PS, steril, 10 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung ja

Ausführung ohne Spitze, wattiert

Arbeitsvolumen 5 ml

Maße

Durchmesser 8 mm Länge des Produktes 340 mm

**Material & Farben** 

Material des Produktes Polystyrol (PS) Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 5 ml, steril, 10 Stück/Beutel

Seite 2

#### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Reinheitsstandard steril

Sterilisation Gammabestrahlung

Chargiert ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Kleinste Unterverpackung Beutel Stück pro Innenkarton 10 Stück pro Umkarton 500 Stück pro Palette 40500 Tiefe des Umkartons 413 mm Breite des Umkartons 250 mm Höhe des Umkartons 195 mm Volumen des Umkartons 0,0201 cbm Gewicht des Produktes 0,0064 kg Gewicht des Umkartons 3,88 kg

EAN des Innenkartons 4038917133074 EAN des Umkartons 4038917024686

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

