



**Produktspezifikation**  
**Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 10 ml,  
steril, 10 Stück/Beutel**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1688.010  
Artikelbeschreibung Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 10 ml, Material:  
PS, steril, 10 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck mit gedruckter Graduierung  
Farbe Druck/Etikett schwarz  
Graduierung ja  
Ausführung ohne Spitze, wattiert  
Arbeitsvolumen 1 ml - 10 ml

### Maße

Nennvolumen 10 ml  
Durchmesser 10 mm  
Länge des Produktes 335 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2026-03-08

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	27000
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	270 mm
Volumen des Umkartons	0,0279 cbm
Gewicht des Produktes	0,0085 kg
Gewicht des Umkartons	4,97 kg
EAN des Innenkartons	4038917133081
EAN des Umkartons	4038917024693

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

