


Produktspezifikation Transferpipette, 1 ml, (LxB): 115 x 10 mm, LD-PE, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1170.300

Artikelbeschreibung Transferpipette, Nennvolumen: 1 ml, (LxB): 115 x 10 mm,

Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 40 μl - 50 μl

Produkteigenschaften

Graduierung ja

Maße

Nennvolumen 1 ml
Breite des Produktes 10 mm
Länge des Produktes 115 mm
Tropfengröße 40 µl - 50 µl

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)

Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Transferpipette, 1 ml, (LxB): 115 x 10 mm, LD-PE, transparent

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 156000
Volumen des Umkartons 0,0401 cbm
Gewicht des Produktes 0,001 kg
Gewicht des Umkartons 4,55 kg

EAN des Innenkartons 4038917378352 EAN des Umkartons 4038917378345

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

