




**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Seite 1**



**Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 86.1171.010                                                                                                                                                                             |
| Artikelbeschreibung | Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,<br>Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 55 µl,<br>eingespritzte Graduierung bis 3 ml, steril, 10 Stück/Blister |

**Produkteigenschaften**

|             |    |
|-------------|----|
| Graduierung | ja |
|-------------|----|

**Maße**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nennvolumen          | 3,5 ml        |
| Breite des Produktes | 15 mm         |
| Länge des Produktes  | 155 mm        |
| Tropfengröße         | 35 µl - 55 µl |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Material des Produktes | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Produktes    | transparent                     |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE                        |
| Reinheitsstandard | steril                    |
| Sterilisation     | Gassterilisation          |
| Chargiert         | ja                        |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1200          |
| Kleinste Unterverpackung    | Blister       |
| Stück pro Innenkarton       | 300           |
| Stück pro Umkarton          | 1200          |
| Stück pro Palette           | 33600         |
| Tiefe des Innenkartons      | 261 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 161 mm        |
| Höhe des Innenkartons       | 231 mm        |
| Tiefe des Umkartons         | 533 mm        |
| Breite des Umkartons        | 333 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 250 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0444 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0015 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 3,06 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917353144 |
| EAN des Umkartons           | 4038917353113 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**