



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1171.020
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 55 µl, steril, 20 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
-------------	----

Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	155 mm
Tropfengröße	35 µl - 55 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Art der Innenverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Karton 4000
Stück pro Palette 64000
Volumen des Umkartons 0,1359 cbm
Gewicht des Produktes 0,002 kg
Gewicht des Umkartons 10,18 kg
EAN des Innenkartons 4038917318280
EAN des Umkartons 4038917318273

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT