


Produktspezifikation Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm, LD-PE, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1171.300

Artikelbeschreibung Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,

Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 μl - 55 μl

Produkteigenschaften

Graduierung ja

Maße

Nennvolumen 3,5 ml
Breite des Produktes 15 mm
Länge des Produktes 155 mm
Tropfengröße 35 µl - 55 µl

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)

Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm, LD-PE, transparent

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500 Stück pro Innenkarton 500 Stück pro Umkarton 5000 Stück pro Palette 56000

Volumen des Umkartons 0,0994 cbm Gewicht des Produktes 0,0017 kg Gewicht des Umkartons 9,41 kg

EAN des Innenkartons 4038917378383 EAN des Umkartons 4038917378376

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

