



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1171.301
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 55 µl, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
-------------	----

Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	155 mm
Tropfengröße	35 µl - 55 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie nicht reguliert
CE-Zertifizierung kein CE-Kennzeichen
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 30240
Tiefe des Umkartons 610 mm
Breite des Umkartons 444 mm
Höhe des Umkartons 502 mm
Volumen des Umkartons 0,1359 cbm
Gewicht des Produktes 0,0023 kg
Gewicht des Umkartons 9,55 kg
EAN des Innenkartons 4038917378772
EAN des Umkartons 4038917378765

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2026-03-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT