



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1173.001
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 12,5 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 30 µl - 45 µl, steril, 1 Stück/Peelverpackung

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
-------------	------

Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Breite des Produktes	12,5 mm
Länge des Produktes	155 mm
Tropfengröße	30 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Art der Innenverpackung Peelverpackung
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Karton 4000
Stück pro Palette 64000
Volumen des Umkartons 0,1309 cbm
Gewicht des Produktes 0,0023 kg
Gewicht des Umkartons 11,23 kg
EAN des Innenkartons 4038917318341
EAN des Umkartons 4038917318334

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-08

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT