



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1173.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 12,5 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 30 µl - 45 µl, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
-------------	------

Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Breite des Produktes	12,5 mm
Länge des Produktes	155 mm
Tropfengröße	30 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie nicht reguliert
CE-Zertifizierung kein CE-Kennzeichen
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 56000
Volumen des Umkartons 0,0994 cbm
Gewicht des Produktes 0,0012 kg
Gewicht des Umkartons 6,89 kg
EAN des Innenkartons 4038917378475
EAN des Umkartons 4038917378468

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2025-05-23

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT