



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1174.020
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 6 ml, (LxB): 152 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 40 µl - 55 µl, steril, 20 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
-------------	------

Maße

Nennvolumen	6 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	152 mm
Tropfengröße	40 µl - 55 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Transferpipette, 6 ml, (LxB): 152 x 15 mm, LD-PE,
transparent**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 3200
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 400
Stück pro Umkarton 3200
Stück pro Palette 48000
Volumen des Umkartons 0,1395 cbm
Gewicht des Produktes 0,0023 kg
Gewicht des Umkartons 8,95 kg
EAN des Innenkartons 4038917318402
EAN des Umkartons 4038917318396

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-16

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT