



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1175.010
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 6 ml, (LxB): 146 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 20 µl - 30 µl, steril, 10 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
-------------	------

### **Maße**

Nennvolumen	6 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	146 mm
Tropfengröße	20 µl - 30 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	28000
Tiefe des Innenkartons	261 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	231 mm
Tiefe des Umkartons	533 mm
Breite des Umkartons	333 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0444 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	2,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917353168
EAN des Umkartons	4038917353137

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

