



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1175.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 6 ml, (LxB): 146 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 20 µl - 30 µl, 400 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
-------------	------

### **Maße**

Nennvolumen	6 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	146 mm
Tropfengröße	20 µl - 30 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	400
Stück pro Umkarton	4000
Stück pro Palette	44800
Volumen des Umkartons	0,0994 cbm
Gewicht des Produktes	0,0018 kg
Gewicht des Umkartons	7,95 kg
EAN des Innenkartons	4038917378536
EAN des Umkartons	4038917378529

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

