



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1175.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 6 ml, (LxB): 146 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 20 µl - 30 µl

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
-------------	------

### Maße

Nennvolumen	6 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	146 mm
Tropfengröße	20 µl - 30 µl

### Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    400  
Stück pro Innenkarton            400  
Stück pro Karton                    4000  
Stück pro Palette                  44800  
Volumen des Umkartons            0,0994 cbm  
Gewicht des Produktes            0,0018 kg  
Gewicht des Umkartons            7,95 kg  
EAN des Innenkartons            4038917378536  
EAN des Umkartons                4038917378529

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

