



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1176.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 2 ml, (LxB): 154 x 11 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 45 µl

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
-------------	------

Maße

Nennvolumen	2 ml
Breite des Produktes	11 mm
Länge des Produktes	154 mm
Tropfengröße	35 µl - 45 µl

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Karton 5000
Stück pro Palette 84000
Volumen des Umkartons 0,0994 cbm
Gewicht des Produktes 0,0015 kg
Gewicht des Umkartons 8,64 kg
EAN des Innenkartons 4038917378567
EAN des Umkartons 4038917378550

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

