



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1176
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 2 ml, (LxB): 154 x 11 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 45 µl, 750 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
-------------	------

### **Maße**

Nennvolumen	2 ml
Breite des Produktes	11 mm
Länge des Produktes	154 mm
Tropfengröße	35 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 2 ml, (LxB): 154 x 11 mm, LD-PE,**  
**transparent**

**Seite 2**

### **Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 3000  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 750  
Stück pro Umkarton 3000  
Stück pro Palette 84000  
Tiefe des Innenkartons 261 mm  
Breite des Innenkartons 161 mm  
Höhe des Innenkartons 231 mm  
Tiefe des Umkartons 533 mm  
Breite des Umkartons 333 mm  
Höhe des Umkartons 250 mm  
Volumen des Umkartons 0,0444 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0012 kg  
Gewicht des Umkartons 4,5 kg  
EAN des Innenkartons 4038917085625  
EAN des Umkartons 4038917004268

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-29

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**