



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.609.300
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produkt nach MPG oder IVD	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Lot- oder Seriennummer	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Karton	5000
Stück pro Palette	180000
Volumen des Umkartons	0,0492 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	6,83 kg
EAN des Innenkartons	4038917434287
EAN des Umkartons	4038917434270

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

